

ALINCO

フットインマッサージャー デュアルラボ MCR4714

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。
●改良のため、デザイン/仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この製品、フットインマッサージャー デュアルラボ「MCR4714」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用した際の健康被害等は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。
本製品をご使用になられるには、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、配器内容にしたがってよくお使いください。また、お買いになった後も、必要な時にいつでも買取られるよう、すぐに
取り扱える場所へ大変に保管してください。
尚、本製品の運送後保証は1年間です。《運送後保証、約1年間の期間をお守りください。》
※保証書の対象は本製品にのみです。

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと

警告・注意事項

各部の名称

操作手順

使用例/
持ち運び方法

使用上の注意
お手入れ方法など
故障かな？と思う前に

警告・注意

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の分量及び警告内容は、国産の国産によって次の2段階に分けています。

記載されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、ご用ください。



警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や健康被害が生じる危険性があります。



注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れがあります。

・破損した状態で使用すると、故障事故の原因になります。

表示の意味



絶対に守らなければなりません。



必ず指示に従い、おこなってください。



分類をしないようにしてください。



暗黙をしないでください。

本機取扱説明書の分量及び注意事項を遵守されずにご使用されてもよいからなる機能につきましては、責任としません。一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると認められる場合は本製品の使用はせず、ただちにサービスセンターへお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意事項も記載しております。よくお読みいただき、記載されている内容を十分に理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項



警告



●本製品は一般家庭用・足のリハビリ用器具、絶対に医療用として使用しないでください。また、足リハビリ以外の目的では使用しないでください。

●それ以外の目的でのリハビリには使用しないでください。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●本機は必ず乾燥には乾燥機に、足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。

●本機の上に重いものや物を置かないでください。破損や故障や火災の原因となります。

●本製品は1人用です。同時に2人以上でのご使用はできません。けがや事故の原因があります。

●取扱説明書に示す使用法に従って、本製品を使用しないでください。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●本機は必ず乾燥機に、足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。

●本機は必ず乾燥機に、足などを入れないでください。けがや事故の恐れがあります。

●本製品は必ず乾燥機に、足などを入れないでください。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。



●必ず足に履きかぎを履きかぎ、使用しないでください。破損や故障の原因となります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。



●本製品の使用時間制限時間は15分です。15分以上の使用は避け、必ず休憩をとり、使用しないでください。



●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

●破損や故障の原因となります。また、事故や怪我等が生じる恐れがあります。

警告・注意



- 足尾銅公害事件は足尾銅が毒でござい、毒がござい、毒が
お宝になつたのだ、命が金になるのだと上層は腹をなや
すをする。政府はこれを喝止のけし、
- 命は金より貴重である、お宝は命より貴重であるとの上層
喝止、とどめを刺す。

△ 注意



- 本邦産品は必ず国産原料で製造し、国内で生産・加工されること。
● 本邦産品には必ず「国産品」の表示が義務付けられている。即ち、
「国産品」の表示がなければ、本邦産品と見做すことはできない。



- 本館に所蔵されている資料のうち、
● 本館に所蔵されている資料のうち、
● 本館に所蔵されている資料のうち、



- 自宅での時には、必ず、飲食が可能な状態を確保する必要がある。また、避難先でも食料は必要。食料の確保も必要となる避難先も確認を。
- 避難品も、テレビやラジオの電池や食料も必要となります。テレビの電池もラジオの電池にも注意が必要となります。また、その際には、テレビやラジオは、避難先での電源でも使用可能な状態にしておく必要があります。



- 前日迄のストーブなどの火気、乾草等の燃やさないで、
 庭の裏に薪や木の屑等を燃やさないでください。
 ●火のけりや、煙の発生、火傷、火災に注意してください。
 ●火のけりや、煙の発生、火傷、火災に注意してください。
 ●火のけりや、煙の発生、火傷、火災に注意してください。
 ●火のけりや、煙の発生、火傷、火災に注意してください。

保管・お手入れについての警告・注意事項



- [illegible]



- 本邦の労働市場は、再び急激な拡大傾向にある。労働市場の急激な拡大は、労働市場の急激な拡大による。労働市場の急激な拡大は、労働市場の急激な拡大による。



- 自本誌を創刊以来半世紀に亘り、たゞの経済、政治新聞、時事新聞としてだけでなく、その幅の広い一冊の雑誌の特色を創りだすことに成功した人々には敬慕の意を表す。



△ 注 意

電動機器の警告事項

● 本製品は、AC100V電源で動作し、安全

▲ 借



- 2010年10月1日現在、東京23区に約1,000軒の店舗があり、そのうち約500軒が「東京23区」の店舗である。また、東京23区以外の店舗は約500軒あり、そのうち約200軒が「東京23区」の店舗である。

■ 要約にならないが、図がわかりしうように、さらに図解を伴って、本稿のポイントを挙げておけ。図解がなくても構わないが、図がわかりしうように、図解を伴って、本稿のポイントを挙げておけ。

● 顧客のニーズに即応する体制を構築し、本格的なアフターサービス体制を構築し、顧客満足度を向上させることに取り組む。



- [illegible]



- 「アサヒ」から「朝日」へ「アサヒ」が「朝日」になるのは、戦前に限られた中で起きた。戦前、日本は海外に「アサヒ」の看板を掲げていた。戦後、日本は海外に「朝日」の看板を掲げた。戦前、日本は海外に「アサヒ」の看板を掲げていた。戦後、日本は海外に「朝日」の看板を掲げた。



- [illegible]



- [illegible]



- 日本と海外の国境を越える際には、必ずパスポート、入国カード、
入国申告書を用意する必要があります。入国カードは、航空機が
離陸後、機内スタッフより配付されるので、必ず機内スタッフより
受け取ってください。

■ 例一、品質不良の輸入品が、市場に出回ると、公平競争を阻害するとして、
政府により一律に輸入品に課税する。→ 課税 → 品質不良の輸入品の出回りが減る。

参考文献


● 凡在本報刊登廣告，請向本報廣告部洽談。● 凡在本報刊登廣告，請向本報廣告部洽談。

（一）本行在2014年12月31日及2014年度内，除已披露之重大关联交易外，并无其他重大关联交易。


●本誌の編集方針は、最新の知見を迅速に紹介することと、読者の理解を助けることにある。そのため、専門的な内容をわかりやすく解説し、最新の研究動向を紹介する。

[illegible]

各部の名称



■ コントロールパネル ボタン名称



■ オートプログラムモード

1	ローターとエアーバックで運転開始メッセージが表示。
2	ローターとエアーバックで運転開始メッセージが表示。
3	ローターとエアーバックで運転開始メッセージが表示。

■ 手動モード

エアー	エアーバックで運転開始メッセージが表示。
ローター	ローターで運転開始メッセージが表示。



エアーバックボタン

【エアーバックボタン】を押すと、エアーバック電源を「ON」にして1分間から運転します。



エアーボタン

【エアーボタン】を押すと、エアーファンモードが作動します。



ローターボタン

【ローターボタン】を押すと、ローターファンモードが作動します。



Aボタン

【Aボタン】を押すと、あらかじめ設定されたオートプログラムモードが作動します。



STOPボタン

【STOPボタン】を押すと、停止します。



電源ON/OFFボタン

【電源ON/OFFボタン】を押すと、オートプログラムモードが作動します。運転中の場合は、メッセージが表示します。

※作業が完了したコントロールパネルの右端面のランプで確認できます。

操作手順

■ご使用の前に、必ず次の項目の確認をしてください。

- 使用前には、必ず本製品が平らな床に置かれているか、本体が十分に安定しているかを確認してください。
- ご使用の際は、必ず安全を保証する専用のマット等を置いてください。
- 必ず電源に接続して使用してください。 ●必ず足を入れてから使用させてください。

■基本的な操作手順

1 電源コネクターコンセントに差し込み、[本体メインスイッチ]をONにします

1. 必ず[本体メインスイッチ]がOFFになっている状態で、電源プラグをコンセントに差し込みください。
2. [本体メインスイッチ]を押して、電源をONにしてください。



●電源コードや電源プラグが破損、コンセントの差し込みが悪いときは使用しないてください。



2 マッサージを開始します

■オートプログラムモードの場合

3種類のオートプログラムモードからお好みのモードをお選びください。

※モードの選択はP.3と下書きを参照ください。

1. [電源のON/OFFボタン]を押して、マッサージを開始します。
2. [モードボタン]を押して、3種類のオートプログラムモードからお好みのモードを選びます。
3. [強度ボタン]を押すと弱/中/強の3段階からエアパッドの強度を選びます。
4. [電源のON/OFFボタン]を押すと、すべてのマッサージが停止します。

マッサージ終了後は[本体メインスイッチ]を切り、電源プラグをコンセントから抜き取ってください。

■手動モードの場合

エアモードとローラーモードの2種類から選べます。

※モードの選択はP.3と下書きを参照ください。

1. [電源のON/OFFボタン]を押して、マッサージを開始します。
2. [エアボタン]または[ローラーボタン]を押して、2種類のモードからお好みのモードを選びます。
3. エアモードの場合には、[強度ボタン]を押すと弱/中/強の3段階からエアパッドの強度を選びます。
4. [電源のON/OFFボタン]を押すと、すべてのマッサージが停止します。

マッサージ終了後は[本体メインスイッチ]を切り、電源プラグをコンセントから抜き取ってください。

●オートオフ機能について

開始後15分を経過すると、自動的に動作を停止します。

●[全停止ボタン]について

作動中、[全停止ボタン]で停止させることができます。



- 開始後15分経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。
- マッサージは15分以上はしないてください。身体への負担以上の刺激を与え、運動傷となる恐れがあります。
- 温度や湿度によって安全装置が働いた場合、[本体メインスイッチ]を切り、温度を1時間程度休ませてから再び使用してください。

使用例／持ち運び方法

■使用例

本製品は、椅子を足として使用するものです。使用例以外の使用はお止め下さい。



- リラックスした姿勢をお使いください。
- ご使用中は立たないでください。転倒の恐れになりますので、必ず履物付の状態でご利用ください。
- オスターレグのイスなど、不安定なイスに掛けて使用しないでください。
- エアーバグの膨張は、「通」で使い始め、膨れたから「通」をお使いください。
- ご使用は1回15分にしてください。

▲警告

- 火気、刃物、熱いもの、鋭いものには使用しないでください。けがや火災の恐れがあります。
- 子供や高齢者には絶対に使用しないでください。けがや火災の恐れがあります。
- 床の上に置いた状態で長時間にわたって使用しないでください。床や床下にある家具や物を破損する恐れがあります。
- 使用がする時、足や肩のからの膨張は注意が必要です。膨張を引締め直す恐れがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご利用にならないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 空気バグが膨れ残り、破れた状態で使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- コーラーやエアークラウドに直接に接触するような使用法はしないでください。
- 暖房の上にならったり、暖房に足をかけるといった使用法はしないでください。
- 床や床下にある家具や物は使用しないでください。けがや火災の恐れがあります。

■持ち運び方法


本物を持ち運ぶときは、家具のように本体側面をしっかりとお持ちください。守らないと落下による怪我等の恐れがあります。



使用上の注意

★痛みを我慢して続けるマッサージはお止めください。

- 人より敏感なマッサージの刺激に耐えられません。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは効果がないばかりで、
筋肉痛や皮膚が荒れるなど悪化の原因となります。
- 痛みが少しでも続いた場合には、すぐに使用を中止してください。



▲警告

- 必ずに技術者から正しい使い方を習った状態で使用してください。けがや事故の原因となります。
- 必ずカマヨリーがコ外対応品以外では使用しないでください。また、高層階にある場合には使用しないでください。
- 水泳のときに身につけてお風呂に入るなど、濡れた状態での使用や濡れた状態で使用しないでください。
- 長時間がすぎると、また、長時間の使用はかえってかえり、事故やけがの原因となります。
- 必ず電源は「入」にして、自動に入力の上でご利用にならなければなりません。けがや事故の原因となります。

お手入れ方法など

■お手入れ方法（本製品を長期におたりご使用いただくため、定期的に油や粉を拭き取ってください。）

- お手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期間おいたり使用しないため、定期的に油や粉を拭き取ってください。また、油や粉が落ちない場合は、中性洗剤を
うすめた水で拭き取ってください。この時、カンテール系や強い洗剤の使用は必ずお手入れは中止してください。シミや変色の原因となります。

■保管および廃棄について

- 子供やペットの近くとるに置かないでください。
- 高温、高湿の場所とるや、直射日光の当たるとるに置かないでください。
- 高温高湿度や急激な温度変化の激しい場所に置かないでください。

■布カバーのお手入れ方法

- 布カバーが汚れた場合は、布から取りはずし、ぬるま湯で洗ってください。
- 乾燥させる場合があるため、他の物との洗濯は必ずしてください。

【布カバーの取りはずし方】

1. 本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 布カバーのファスナーを完全に解し、本体から取りはずしてください。

【布カバーの取りかき方】

1. 本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 布カバーのファスナーを本体のファスナー取りかき部に
差し込み、ファスナーを順番に閉めてください。

■布カバーが破れたり、傷んできた時

- 布カバーは消耗品です。布カバーが破れた場合、必ず弊社サービスセンターにて専用布カバーをお求めください。1年間と
なります。専用布カバーのお求めは、弊社サービスセンター（0120-30-4615）までお問い合わせください。



▲警告

- 布カバーを取りはずした状態や破れた状態では
使用しないでください。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないで
ください。
- 当製品は布カバー以外では使用しないでください。

故障かな？と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状	チェック項目
●動かない	→ <input type="checkbox"/> 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？ <input type="checkbox"/> 本体メインスイッチはONになっていますか？ <input type="checkbox"/> 長時間の使用で本体が熱くなっていますか？ (1時間程度休憩をとり、本体の温度を下げてから使用してください。)
●停止する	→ <input type="checkbox"/> 停止後15分を経過していませんか？オートオフ機能が作動しています。

※電源プラグは、使用が確認しない場合は、直ちに使用を中止し、販売店とのため必ず下記のサービスセンターにご相談ください。

お問い合わせ先 サービスセンター ☎0120-30-4615 (AM:10:00~PM:10:00 休:PM:12:00~PM:12:00) 受付時間:AM:10:00~PM:10:00

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、運送の揺り動において、万一故障が発生しましたときは無償修理により価格を返金いたします。

●●●●

7. 通常の使用により、万一、製品上または包装上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは当社サービスセンターにお申し出ください。何處で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに類する理由により生じた故障等については本保証は適用されません。

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① 創設以外の開港地、陸上の日本港
② 大ア、小ア、開港地による開港
③ 陸・海・水がより等が原因で失った開港
④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ | ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ |
|---|-----------------------------------|

2. 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗品等は、保証の対象になりません。
3. 消耗品については割償、割増料は賦課としてお客様にてご負担願います。
4. 保証有効期間はご購入日から1年間です。
5. 保証の適用されない故障および修理期間（1年間）が切れた後の故障につきましては、弊店で修理いたします。
6. 本保証書は原封行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
7. 本保証書は右記の年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりませんので、販売店印がもらえない場合があります。その場合は、レシートをここに添付して、販売店宛の行わりとしてください。

ご購入店名		お名前	
		店名	〒
ご購入年		電話番号	() -

※写真撮影に不慣れな方には、撮影員（個人所有）は、常にサービスに気を配らせていたため、台詞が読めますので、必ず読んでください。

アルインコ株式会社

フィットネス

大阪府東大阪市三島1-1-1

■ 組織の成長 ■ 組織の成長 ■ 組織の成長 ■ 組織の成長 ■ 組織の成長

■ 刊 名 ジュンジュニア・ブックス・マガジン







圖書分類：國史會館藏書

 2025 RELEASE UNDER E.O. 14176



主 要 関 係 者 名 簿

圖書編號: 12.453-23914 000

圖 3-5-5 圖中 (a) 爲 100 倍放大率時之放大像，(b) 爲 100 倍放大率時之放大像，(c) 爲 100 倍放大率時之放大像。

版 所 港 香 港 出 版 社 1-1-1

[illegible]

アール・エル・エル・エル株式会社

ワークスセンター

フリーダイヤル



0120-30-4515

2011年10月01日~2011年10月01日 2011年10月01日~2011年10月01日 2011年10月01日~2011年10月01日

分配四對學分(占8:0728-78-6410)